

# ACCU-CHEK®



Lancetero Accu-Chek  
Modelo: SoftClix

El Lancetero Accu-Chek es un dispositivo médico diseñado para la punción capilar segura, indolora y precisa, permitiendo obtener una gota de sangre de manera higiénica y sencilla. Su principal objetivo es facilitar el control diario de la glucosa en personas con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, así como en usuarios que requieren pruebas ocasionales de glucemia por indicación médica.

Fabricado con la calidad de Accu-Chek – Roche Diabetes Care, este lancetero está diseñado con un sistema de punción suave que reduce el dolor, incorpora ajuste de profundidad para adaptarse a diferentes tipos de piel y es compatible con las lancetas Accu-Chek.

Su tecnología asegura mayor comodidad y control, lo que lo convierte en un dispositivo confiable, duradero y recomendado por profesionales de la salud a nivel mundial.

## Características Principales del Lancetero Accu-Chek

- Punción suave y casi indolora gracias a su tecnología de muelle controlado.
- Ajuste de profundidad regulable: diferentes niveles para pieles delgadas o gruesas.
- Botón de disparo ergonómico para un uso fácil.
- Compatibilidad con lancetas Accu-Chek (FastClix o SoftClix, según el modelo).
- Diseño compacto y portátil, ideal para llevar en el estuche del glucómetro.
- Mecanismo seguro que evita la activación accidental.
- Durabilidad garantizada por la marca Roche, líder en tecnología para diabetes.
- Uso higiénico con lancetas estériles y desechables.
- Alta precisión en la obtención de la muestra capilar.
- Indicador de carga que muestra si el dispositivo está listo para usar

## Modelos Disponibles del Lancetero Accu-Chek

Existen diferentes versiones del lancetero Accu-Chek, cada uno con características específicas:

- Accu-Chek SoftClix
- Accu-Chek FastClix

Ambos modelos ofrecen comodidad y seguridad, siendo aptos para pacientes adultos y pediátricos.



## Beneficios del Lancetero Accu-Chek

- Menos dolor en la punción: ideal para quienes realizan múltiples controles al día.
- Mayor control de la glucosa gracias a la facilidad de uso.
- Prevención de infecciones con lancetas estériles.
- Compacto y portátil para llevar a cualquier lugar.
- Tecnología probada en millones de usuarios en todo el mundo.
- Económico y duradero, ya que solo requiere el recambio de lancetas.

## Especificaciones Técnicas del Lancetero Accu-Chek

- Marca: Accu-Chek (Roche)
- Tipo: Lancetero para punción capilar
- Niveles de profundidad: 11
- Compatibilidad: Lancetas Accu-Chek
- Material: Plástico médico de alta resistencia
- Tamaño: Aprox. 10 cm de largo
- Color: Negro / Blanco según modelo
- Peso: 25 g aprox.
- Uso: Ambulatorio y clínico
- Seguridad: Mecanismo de protección contra activación accidental



## Modo de Uso del Lancetero Accu-Chek

- Lavar las manos con agua y jabón antes de la prueba.
- Insertar una lanceta Accu-Chek en el dispositivo.
- Ajustar la profundidad de punción deseada.
- Colocar el lancetero contra el lateral del dedo.
- Presionar el botón de disparo para obtener la muestra de sangre.
- Usar la gota de sangre en la tira reactiva del glucómetro.
- Desechar la lanceta usada en un contenedor para objetos punzocortantes.

## Recomendaciones del Lancetero Accu-Chek

- Cambiar la lanceta en cada uso para evitar dolor e infecciones.
- No compartir el lancetero entre diferentes personas.
- Guardar en un lugar limpio, fresco y seco.
- Revisar periódicamente el buen funcionamiento del mecanismo.
- Utilizar únicamente con lancetas originales Accu-Chek para mayor seguridad.

## **Mantenimiento del Lancetero Accu-Chek**

- Limpiar el exterior con un paño suave y seco.
- No sumergir en agua ni usar alcohol directamente sobre el dispositivo.
- Sustituir las lancetas después de cada punción.
- Revisar que no presente grietas o fallos en el resorte.

