



DRABKIN

SOLUCIÓN

ESPECIFICACIONES

La solución de Drabkin es utilizada para la determinación de Hemoglobina por el Método de la Cianometahemoglobina.

U.S.O

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	:	Frasco de color ámbar/natural x 500 mL – 1 L
Lote	:	208016
Vencimiento	:	Agosto del 2029
Almacenamiento	:	Frasco correctamente cerrado al medio ambiente (10 a 35 °C) No refrigerar.
Precauciones	:	Producto Tóxico. Manipular por personal capacitado.
Referencia	:	Cumple con especificaciones de OPS – OMS.
Reg. Sanitario	:	Este producto no está sujeto a Registro Sanitario. Oficio N.º 10980-2009-DIGEMID-DAS-ATAG/MINSA
Fecha	:	Lima, 04 de agosto del 2026.



PRINCIPIO

El Ferricianuro de Potasio oxida la hemoglobina a metahemoglobina, la cual reacciona con el cianuro de potasio para formar un pigmento estable la Cianometahemoglobina. La densidad óptica de la solución es proporcional a la concentración de hemoglobina.

REACTIVO PROVISTO

ReactivodeDrabkinfrascox 500/1000 mL

PROCEDIMIENTO

1. Conuna pipeta deposite 5 mL del Reactivo de Drabkin en un tubo de ensayo. Aspire sangre venosa o capilar hasta la marca de 0,02 mL de una pipeta de Sahli, puede utilizar también una micropipeta usando una puntera de 20 uL.
- 2 Limpie el exterior de la pipeta, verifique que la sangre continúe en el mismo nivel.
- . Deposite la sangre en el tubo que contiene el Reactivo de Drabkin y enjuague la pipeta
- 3 varias veces aspirando y expulsando el líquido en el tubo
- 4 Mezcle el contenido del tubo y déjelo reposar por 10 min.
- . Transfiera la mezcla a una cubeta y lea en el espectrofotómetro a 540 nm
- 5

STANDARD

Tome3tubos de ensayo yproceda así:

	BLANCO	MUESTRA	STANDARD
Reactivo de Drabkin	5 mL	5 mL	5 mL
Sangre Total		0.02 mL 20 uL	
Standard			0.02 mL 20 uL

CALCULO

Hb (g/dL) = Absorbancia muestra x factor

FACTOR = $\frac{\text{Concentración Standard g/dL}}{\text{Absorbancia Standard}}$