

FICHA TÉCNICA TIRAS REACTIVAS PERFIL LIPIDICO MISSION

Marca: Acon Labs

Modelo: Mission

Presentación: frasco de 25 und .



Cuidados de las tiras Reactivas – Perfil Lipídico Mission:

Mantenlas en su empaque o envase.

Evita exponerlas a la luz, pues ésta degrada las sustancias químicas, lo cual puede generar una lectura incorrecta.

Guárdalas en un lugar seco (jamás en el baño), ya que la humedad altera las sustancias químicas que permiten la lectura de los valores de glucosa en sangre.

Verifica siempre la fecha de caducidad antes de utilizarlas y tira aquellas que hayan vencido.

Resurte las tiras reactivas cuando te queden 10 unidades.

Almacénalas en un sitio fuera del alcance de niños y mascotas.

Calcula cuántas necesitarás antes de iniciar un viaje y lleva algunas extra en caso de que ocurra algún accidente.