



# CELEREST



**Clamidyia x 20 Test (suero y sangre total)  
Rapid Test Cassette**

## Características Técnicas

<b>Nombre de la Prueba</b>	Test rápido para la detección cualitativa presuntiva de <b>Chlamydia trachomatis</b>
<b>Uso</b>	<b>Uso de diagnostico in vitro solo para uso profesional</b>
<b>Presentación</b>	<b>Caja x 20 determinaciones</b>
<b>Formato</b>	<b>Cassette</b>
<b>Metodología</b>	Prueba de inmunocromatografía con anticuerpos monoclonales conjugado a partículas coloreadas
<b>Tiempo de resultado</b>	<b>10 minutos</b>
<b>Muestra biológica</b>	<b>Hisopado Cervical femenino/ Hisopado uretral masculino/ orina masculino</b>
<b>Control</b>	Incluye controles internos, Presenta línea de control de validación de la prueba
<b>Almacenamiento</b>	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
<b>Envase</b>	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, <b>con desecante incluido</b>
<b>Otros</b>	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
<b>Certificaciones</b>	<b>CE, ISO:13485</b>