



CELEREST



**Rotavirus/Adenovirus x 25
Test Rapid Test Cassette**

Características Técnicas

Nombre de la Prueba	Test rápido para la detección cualitativa presuntiva de rotavirus y adenovirus en heces fecales
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 25 determinaciones
Formato	Cassette
Metodología	Prueba de inmunocromatografía con anticuerpos coloreados y conjugados de oro coloidal
Tiempo de resultado	10 minutos
Muestra biológica	Suero/Plasma/Sangre total
Materiales incluidos	Pipetas desechables, tubos de dilución de muestras con buffer
Control	Presenta línea de control de validación de la prueba
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485