



CELEREST



**FOB x 25 Test
Rapid Test Cassette**

Características Técnicas

| | |
|----------------------------|--|
| Nombre de la Prueba | Test rápido para la detección cualitativa y presuntiva de hemoglobina humana en muestras fecales |
| Presentación | Caja x 25 determinaciones |
| Formato | Cassette y dispensador de muestra con dispositivo de con medio de colección para la obtención, conservación y transporte de la muestra |
| Metodología | Prueba de inmunocromatografía, base de oro coloidal |
| Tiempo de resultado | 5 minutos |
| Muestra biológica | Heces |
| Control | Presenta línea de control de validación de la prueba |
| Reacciones cruzadas | No presenta reactividad cruzada frente a la hemoglobina de algunos animales, ni interferencia frente a bilirrubina, ácido urico, aspirina, ácido ascórbico |
| Almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Envase | Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido |
| Otros | No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico |
| Certificaciones | CE, ISO:13485 |