



CELEREST



**Droga 5 Paneles x 25 Test Rapid Test Cassette
(Amp/Bzo/Coc/Thc/Met)-Orina**

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------|--|
| Nombre de la Prueba | Panel multidroga cromatográfico rápido para la detección cualitativa de COC - THC - AMP - BZO - MOP |
| Uso | Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional |
| Presentación | Caja x 25 determinaciones |
| Formato | Cassette |
| Metodología | Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína, con conjugado de oro coloidal-anticuerpo |
| Parámetros de medición | COC - THC - AMP - BZO - MOP (OPI) |
| Tiempo de resultado | 5 minutos |
| Muestra biológica | Orina |
| Punto de corte | De acuerdo a los establecido con la SAMHSA |
| Control | Presenta línea de control de validación de la prueba |
| Compuestos relacionados | Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos |
| Reacciones cruzadas | No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeína, dopamina, vitamina C, entre otros |
| Almacenamiento | Temperatura ambiente (2 a 30 °C) |
| Envase | Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido |
| Otros | No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico |
| Certificaciones | CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA |