



# CELEREST



**Droga 6 Paneles x 25 Test Rapid Cassette  
(AMP-COC-THC-BZO-OPI(MOR)-MET)-Saliva**

## Características Técnicas

<b>Nombre de la Prueba</b>	<b>Panel multidroga cromatográfico rápido para la detección cualitativa de COC - THC - AMP - BZO - OPI - MET</b>
<b>Uso</b>	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
<b>Presentación</b>	<b>Caja x 25 determinaciones</b>
<b>Formato</b>	<b>Cassette</b>
<b>Metodología</b>	Prueba de inmunocromatografía con conjugado droga-proteína, con conjugado de oro coloidal-anticuerpo
<b>Parámetros de medicion</b>	<b>COC - THC - AMP - BZO - OPI - MET</b>
<b>Tiempo de resultado</b>	<b>10 minutos</b>
<b>Muestra biológica</b>	Saliva
<b>Punto de corte</b>	<b>De acuerdo a los establecido con la SAMHSA</b>
<b>Materiales incluidos</b>	<b>Dispositivos de prueba (cassette), recolector de fluídos oral, hisopos para recolección de fluído oral</b>
<b>Control</b>	Presenta línea de control de validación de la prueba
<b>Compuestos relacionados</b>	Reacción con compuestos relacionados para todos los parámetros medidos
<b>Reacciones cruzadas</b>	<b>No presenta reactividad cruzada frente a ampicilina, acetaminofeno, aspirina, cafeína, dopamina, vitamina C, entre otros</b>
<b>Almacenamiento</b>	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
<b>Envase</b>	Empaque individual cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, <b>con desecante incluido</b>
<b>Otros</b>	No tóxico, libre de pirógeno, hipoalérgico
<b>Certificaciones</b>	<b>CE, ISO:13485, FDA, SAMHSA</b>