



**Tubo Tapa Amarillo con Gel 5ml
13x100mm x 100 Unds**

Características:

- Tubo plástico PET al vacío de 13 x 100 mm
- Capacidad 5 ml
- Sin aditivo, con activador de la coagulación (partículas de sílice esparcidas por la pared del tubo) y gel separador cristalino polímero para separar el suero del coágulo.
- Paredes internas siliconadas para evitar adherencias de los hematíes.
- El tubo no se rompe, agrieta ni presenta fugas al ser centrifugado a una Fuerza Centrífuga Relativa (RCF) de 3000 g.
- Los tubos se esterilizan mediante irradiación gamma con una dosis de 25kGy.
- Tapón de color amarillo.
- Pared interna del tubo estéril y recubierta de silicona; se evita la adherencia de los hematíes a la pared del tubo.
- Tapón lubricado Facilita la apertura del tubo.
- Tapón Hemogard de seguridad, proporciona una sujeción óptima y un retaponado fácil y eficaz. Con su diseño se evita el contacto directo con la microgota de sangre que queda en el tapón, tras la extracción.
- Su textura hemo-repelente permite la centrifugación de los tubos con sus tapones, y junto con el diseño especial de la pared interior del faldón de plástico, previene la salpicadura y dispersión de gotas de suero durante su apertura, mejorando las condiciones de higiene del personal del laboratorio.
- Código de Color del tapón: Facilita la identificación del tubo por el personal de extracciones y del laboratorio.
- Uso propuesto: Determinaciones en suero para bioquímica, microbiología, inmunología, etc.

Muestra:

- Sangre total, plasma.

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura ambiente

PRECAUCIONES

- Evite exponer los tubos directamente a la luz solar
- Evite almacenar los tubos cerca de equipos que produzcan calor/áreas calientes
- Evite exponer los tubos a temperaturas superiores a 104°F / 40° C.