



JAMPAR

“Calidad y Servicios a *precios bajos*”

DUAB



MODELO T150

BURETA ELECTRÓNICA MICROLIT 50ml



JAMPAR

"Calidad y Servicios a *precios bajos*"

DESCRIPCIÓN:

MICROLIT E-BURETTE es una bureta accionada por motor de última generación construida ergonómicamente con una serie de características sofisticadas y tecnología moderna.
Capacidad 50ml

ESPECIFICACIONES:

Modelo TI50

Capacidad 50ml

Incremento 10 (μ l)

Exactitud $\pm\%$ 0.05 \pm μ l 25

Coefficiente de variación $\pm\%$ 0,020 \pm μ l 10

Características

Trabaje con precisión con 3 velocidades

preestablecidas calibradas La bureta automática MICROLIT se puede operar de manera flexible a 3 velocidades preestablecidas calibradas, incluida la dispensación gota a gota para lograr puntos finales precisos.

Opere suavemente con control de

motor El movimiento del pistón controlado por motor facilita titulaciones correctas y cómodas.

Elimina los errores asociados con el movimiento manual del pistón controlado por la rueda.

Reorientar los reactivos con el modo de recirculación (marcador 1) El

modo de recirculación evita la pérdida de reactivos durante la purga al redirigirlos a la botella montada y facilita la dispensación sin burbujas.

Dispense fácilmente con FlexiNozzle TM (Marcador 2)

FlexiNozzle TM es una boquilla de suministro ajustable. Ofrece un alto grado de flexibilidad, lo que facilita la dispensación en condiciones de laboratorio exigentes.

Realice valoraciones rápidas con pantalla táctil (marcador 3)

Una pantalla táctil TFT fácil de usar guía valoraciones rápidas y precisas y muestra datos numéricos hasta el segundo decimal. Mantenga el lápiz óptico presionado contra él para realizar la dispensación y levántelo para detener la dispensación inmediatamente.

Funcionalidad mejorada con un robusto panel de control (marcador 4)

Un potente panel de control multifuncional forma el cerebro del instrumento. Úselo para realizar funciones como rellenar automáticamente sin cambiar la lectura, realizar un reinicio a cero (vía Tara), apagar el instrumento, entre muchas más.

Guardar resultados sobre la marcha

El instrumento puede almacenar hasta 20 resultados en su memoria. También ofrece la opción de conectarse a una computadora y guardar las lecturas en el software para futuras referencias.

Elija entre tres capacidades únicas

MICROLIT E-BURETTE no se puede esterilizar en autoclave y está disponible en tres capacidades (volúmenes) únicas: 10 ml, 25 ml y 50 ml.

* Consulte la tabla en las especificaciones técnicas.

Calidad asegurada con conformidad con ISO 8655 y GLP La

bureta automática MICROLIT cumple con los estándares ISO 8655 y cumple con GLP.

Cada modelo se calibra individualmente y se suministra con un certificado de calibración colocado dentro del paquete del producto. El instrumento también se puede calibrar electrónicamente fácilmente dentro de un laboratorio, sin la ayuda de una herramienta de calibración externa.