

LanSionbio



Cys-C (Cistatina C) X 25
Test (Immunofluorescencia - Fia)

Descripción Técnica:

Los reactivos de laboratorio Cys-C (Cistatina C) en nuestra marca Lansionbio utilizan la tecnología de Inmunofluorescencia Seca Cuantitativa de Alta Precisión (Ultra Sensible) y tiene las siguientes características:

Característica	Detalle
Presentación del reactivo	Cassettes de flujo lateral (25 unidades por caja)
Almacenamiento	Entre 4 a 30 °C
Tipo de muestra	Suero, Plasma.
Volumen de muestra	100 µL
Tiempo de Reacción	15 min.
Linealidad	0.5 – 10 mg/L
Rango de referencia	0.56 – 1.09 mg/L
Método de lectura	Analizador de Inmunoensayo Lansionbio modelos: LS-1100 recomendado para consultorios o laboratorios pequeños LS-4000 recomendado para ambulancias o atenciones domiciliarias LS-2100 recomendado para alta demanda (clínicas u hospitales)