

MW805 MAX/MW806 MAX

Medidores portátiles de pH/EC/TDS/Temperatura

Los medidores portátiles **MW805 MAX** y **MW806 MAX** combinan las principales características de una unidad de sobremesa en un portátil resistente al agua que puede medir hasta 4 parámetros : pH, EC (conductividad), TDS (sólidos disueltos totales) y temperatura.

- Pantalla LCD de fácil lectura
- Función de apagado automático para prolongar la vida de la batería
- Reloj y fecha internos para realizar un seguimiento de las funciones dependientes del tiempo (sello de tiempo de calibración, tiempo de espera de la calibración)
- Calibración de pH de hasta 5 puntos (selección de 7 tampones de calibración estándar y 2 tampones personalizados)
- Mediciones con temperatura compensada automática (ATC) o manualmente (MTC), con un coeficiente de compensación seleccionable.
- Espacio disponible para hasta 1000 registros
- Los datos registrados se pueden exportar mediante un micro USB
- Tecla GLP dedicada para almacenar y recuperar datos sobre estado del sistema



- Years warranty **2**
- ATC
- Points **2**
- Dual Display
- MULTI
- Self diagnostics
- CE

Especificaciones	MW805 MAX	MW806 MAX
Rango	pH -2.00. a 20.00 pH EC 0 a 4000 µS/cm TDS 0 a 2000 ppm (hasta 3200 ppm con factor TDS 0,80) Temp. -20.0 a 120.0°C	pH -2.00. a 20.00 pH EC 0.00 a 20.00 mS/cm TDS 0.00 a 10.00 ppt (hasta 16.00 ppt con factor TDS 0,80) Temp. -20.0 a 120.0°C
Resolución	pH 0.01 pH EC 1 µS/cm TDS 1 ppm Temp. 0.1°C	pH 0.01 pH EC 0.1 mS/cm TDS 0.01 ppt Temp. 0.1°C
Precisión (@25°C)	pH ±0.01 pH EC/TDS ±2% Escala completa Temp. ±0.5°C	pH ±0.01 pH EC/TDS ±2% Escala completa Temp. ±0.5°C
Temperatura Compensación	ATC - automático, de -20 a 120 °C MTC - manual, de -20 a 120 °C	ATC - automático, de -20 a 120 °C MTC - manual, de -20 a 120 °C
Calibración del pH	Calibración automática del pH en hasta 5 puntos, 7 tampones estándar, 2 tampones personalizados	Calibración automática del pH en hasta 5 puntos, 7 tampones estándar, 2 tampones personalizados
Calibración de EC/TDS	Calibración de un factor de celda, 2 estándares Desplazamiento de un punto: 0.00 µS/cm	Calibración de un factor de celda, 2 estándares Desplazamiento de un punto: 0.00 µS/cm
Coefficiente de temp. de cond. Factor TDS	0.00 a 6.00%/°C 0.40 a 0.80	0.00 a 6.00%/°C 0.40 a 0.80
Sonda (incluida)	MA852 amplificada pH/EC/TDS/Temp Sonda con conector DIN y 1 m de cable	MA852 amplificada pH/EC/TDS/Temp Sonda con conector DIN y 1 m de cable
Memoria de registro	Memoria de registro Hasta 1000 registros, Bajo demanda, hasta 200 registros, En estabilidad, hasta 200 registros, Registro a intervalos, hasta 1000 registros Ubicación de almacenamiento de registros especificada por parámetros	Memoria de registro Hasta 1000 registros, Bajo demanda, hasta 200 registros, En estabilidad, hasta 200 registros, Registro a intervalos, hasta 1000 registros Ubicación de almacenamiento de registros especificada por parámetros
Conectividad con el PC	1 puerto micro USB	1 puerto micro USB
Entorno	0 a 50°C max RH 95%	0 a 50°C max RH 95%
Tipo de pilas	3 x 1,5V alcalinas AA (incluidas)	3 x 1,5V alcalinas AA (incluidas)
Duración de las pilas	aprox. 200 horas de uso	aprox. 200 horas de uso
Embalaje	305 x 280 x 115 mm	305 x 280 x 115 mm
Peso del embalaje	1.44 kg	1.46 kg

Accesorios



- MA852** Sonda de pH/EC/TDS/Temperatura amplificada con conector DIN y cable de 1 m
- MA9004** Solución tampón de pH 4,01, botella 230 ml
- MA9006** Solución tampón de pH 6,86, botella 230 ml
- MA9007** Solución tampón de pH 7,01, botella 230 ml
- MA9009** Solución tampón de pH 9,18, botella 230 ml
- MA9010** Solución tampón de pH 10,01, botella 230 ml
- MA9015** Solución de almacenamiento, 230 mL
- MA9016** Solución de limpieza general, 230 mL
- MA9060** Solución 12880 µS/cm, 230 mL
- MA9061** 1413 µS/cm solución, 230 mL
- M10000B** Solución de enjuague, 20 mL (25 unidades)

Información para pedidos

El **MW805 MAX** se suministra completo con el MA852 Sonda amplificada de pH/EC/TDS/Temp con cable de 1 metro, 2x20 mL de soluciones de calibración de pH 4.01 y pH 7.01, de calibración, 2x20 mL de soluciones de calibración de 1413 µS/cm, de calibración, 2x20 mL de soluciones de limpieza de electrodos, maletín de transporte, pilas, cable micro USB e instrucciones.

El **MW806 MAX** se suministra completo con el MA852 Sonda amplificada de pH/EC/TDS/Temp con cable de 1 metro, 2x20 mL de soluciones de calibración de pH 4.01 y pH 7.01, de calibración, 2x20 mL de soluciones de calibración de 12880 µS/cm, de calibración, 2x20 mL de soluciones de limpieza de electrodos, maletín de transporte, pilas, cable USB micro e instrucciones.