




CELEREST



**Tiras Reactivas x 100 Test
Para Orina (11 Parámetros)**

Características Técnicas

Nombre de la Prueba	Tiras reactivas para análisis químico de orina
Uso	Uso de diagnóstico in vitro solo para uso profesional
Presentación	Caja x 100 determinaciones
Formato	Tira de 11 parámetros
Metodología	Prueba de análisis de orina cualitativos y semicuantitativos
Parámetros de medición	Leucocitos, nitritos, urobilinogeno, proteína, pH, sangre, gravedad específica, ácido ascórbico, cetona, bilirrubina, glucosa, microalbumina
Muestra biológica	Orina
Tiempo de lectura	60 segundos
Almacenamiento	Temperatura ambiente (2 a 30 °C)
Envase	Empaque cerrado herméticamente con precinto de seguridad, aséptico, fácil de abrir manualmente, con desecante incluido
Otros	No tóxico, libre de pirogeno, hipoalérgico
Certificaciones	CE, ISO:13485