

FAITHFUL



**Esterilizador Infrarrojo 150 Mm
(Bacti-Cinerator)
Modelo: Fhm-3000D**

DESCRIPCIÓN:

1. El esterilizador Bacti-Cinerator esteriliza los microorganismos utilizando calor infrarrojo producido por un elemento central de cerámica.
2. El elemento cerámico no contiene asbesto y garantiza la máxima esterilidad sin salpicaduras en la superficie de trabajo.
3. La esterilización completa se produce en 5-7 segundos a una temperatura óptima de esterilización de 1500 °F (815,6 °C).
4. Su tamaño compacto hace del esterilizador Bacti-Cinerator un instrumento ideal tanto para cámaras anaeróbicas como aeróbicas.
5. También hay disponibles varios accesorios fáciles de usar para el esterilizador Bacti-Cinerator.

ESPECIFICACIONES:

FHM-3000D
825 °C ± 50 °C
55°C
Φ14 mm
150 mm
159 x 100 x 260 mm
170 W
1,5 kg